

## Durastab™ HRP 稳定剂 NE HRP Stabilizer NE

Durastab™ HRP Stabilizer NE 为含有干扰消除剂 (*Noise Eliminator*) 的辣根过氧化物酶 (HRP) 酶标稀释液/稳定剂, 所含阻断剂有效消除 HA、HAMA、RF 等干扰, 提供优越的信噪比, 配制酶标工作液长期在 2-8°C 稳定保存。

目录号 Cat no: HRNE

包装规格 Package size: 125mL/ 500mL/ 1000mL/ 5000mL, 定制更大规格

缓冲液 Buffer: Tris

pH 值 pH value: 7.2±0.2

蛋白质 Protein: BSA

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: 2-8°C

应 用 Application:

**ELISA/Chemiluminescence:** 稀释 HRP 标记的检测抗体使用。

**Westernblot/Microarray/IHC:** 作为 HRP 酶标二抗稀释液使用。

用法说明 Instruction:

Durastab™ HRP Stabilizer NE 为即用型稀释液, 请在室温平衡, 摇匀后使用。

按照用户自定的稀释比例, 稀释 HRP 偶联物至工作浓度。

建议测试不同反应体系的适用性。

**相关产品 Related products:**

**Noise Eliminator™ 系列阻断剂:**

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator™

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS

干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator™ PBS

10×干扰消除剂 | 10× Noise Eliminator™

**Durastab™ 系列蛋白稳定剂:**

板稳定剂 | Ultra Plate Sealer

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

包被微球稳定剂 | Beads Stabilizer

**Durablock™ 系列 ELISA 封闭液**

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

**Durablot™ 系列 Western blot 封闭液**

10× 酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5× 酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS

5× 酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

**Durastab™ 系列显色底物**

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

单组份 TMB ELISA 底物

**Durastab™ 系列发光底物**

AP 微孔发光底物 AMPPD

AP 微孔发光底物 APS-5

HRP 微孔发光底物 Plus

HRP 微孔发光底物 EN

**ProCide™ 液体防腐剂**

ProCide™ 300 液体防腐剂

ProCide™ 950 液体防腐剂

**仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!**