

Durastab™ 抗体稳定剂 (PBS, 无蛋白)  
Protein-free Antibody Stabilizer PBS

Durastab™ Protein-free Antibody Stabilizer PBS 用于抗原、抗体工作液长期稳定保存，作为校准品/标准品/质控品稀释液使用。

目录号 Cat no: ABPF

包装规格 Package size: 125mL/ 500mL/ 1000mL/ 5000mL，定制更大规格

缓冲液 Buffer: PBS

pH 值 pH value: 7.4±0.2

蛋白质 Protein: None

保质期 Shelf life: 3 years

储存 Storage: 2-8°C

应用 Application:

**ELISA / Chemiluminescence:** 作为校准品/标准品/质控品稀释液使用。

**Western blot / Microarray:** 作为质控品稀释液使用。

用法说明 Instruction:

Durastab™ Protein-free Antibody Stabilizer PBS 为即用型稀释液，请室温平衡后摇匀使用，按照用户自定的稀释比例，稀释蛋白或抗体至工作浓度。

建议测试不同蛋白的适用性。

**相关产品 Related products:**

**Noise Eliminator™ 系列阻断剂:**

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator™  
干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS  
干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator™ PBS  
10×干扰消除剂 | 10× Noise Eliminator™

**Durastab™ 系列蛋白稳定剂:**

板稳定剂 | Ultra Plate Sealer  
AP 稳定剂 | AP Stabilizer  
HRP 稳定剂 | HRP Stabilizer  
包被微球稳定剂 | Beads Stabilizer

**Durablock™ 系列 ELISA 封闭液**

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution  
Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution  
Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution  
BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

**Durablot™ 系列 Western blot 封闭液**

10× 酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS  
5× 酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS  
5× 酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS  
无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

**Durastab™ 系列显色底物**

单组份 BCIP/NBT 显色液  
单组份 TMB 膜底物  
pNPP 底物  
单组份 TMB ELISA 底物

**Durastab™ 系列发光底物**

AP 微孔发光底物 AMPPD  
AP 微孔发光底物 APS-5  
HRP 微孔发光底物 Plus  
HRP 微孔发光底物 EN

**ProCide™ 液体防腐剂**

ProCide™ 300 液体防腐剂  
ProCide™ 950 液体防腐剂

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!