

Durastab™ 抗体稳定剂 (TRIS, 无蛋白)
Protein-free Antibody Stabilizer TRIS

Durastab™ Protein-free Antibody Stabilizer TRIS 用于抗原、抗体工作液长期稳定保存，作为校准品/标准品/质控品稀释液使用。

目录号 Cat no: ABTF

包装规格 Package size: 125mL/ 500mL/ 1000mL/ 5000mL，定制更大规格

缓冲液 Buffer: TRIS

pH 值 pH value: 7.2±0.2

蛋白质 Protein: None

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: 2-8°C

应 用 Application:

ELISA/Chemiluminescence: 作为校准品/标准品/质控品稀释液使用。

Westernblot/Microarray: 作为质控品稀释液使用。

用法说明 Instruction:

Durastab™ Protein-free Antibody Stabilizer TRIS 为即用型稀释液，请室温平衡后摇匀使用，按照用户自定的稀释比例，稀释蛋白或抗体至工作浓度。

建议测试不同蛋白的适用性。

相关产品 Related products:

Noise Eliminator™ 系列阻断剂:

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator™
干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS
干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator™ PBS
10×干扰消除剂 | 10× Noise Eliminator™

Durastab™ 系列蛋白稳定剂:

板稳定剂 | Ultra Plate Sealer
AP 稳定剂 | AP Stabilizer
HRP 稳定剂 | HRP Stabilizer
包被微球稳定剂 | Beads Stabilizer

Durablock™ 系列 ELISA 封闭液

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution
Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution
Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution
BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

Durablot™ 系列 Western blot 封闭液

10× 酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS
5× 酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS
5× 酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS
无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

Durastab™ 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液
单组份 TMB 膜底物
pNPP 底物
单组份 TMB ELISA 底物

Durastab™ 系列发光底物

AP 微孔发光底物 AMPPD
AP 微孔发光底物 APS-5
HRP 微孔发光底物 Plus
HRP 微孔发光底物 EN

ProCide™ 液体防腐剂

ProCide™ 300 液体防腐剂
ProCide™ 950 液体防腐剂

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!