

CDP Star, 即用型 (0.25 mM in H₂O)

CDP Star Substrate (0.25 mM in H₂O)

本产品是不含增强剂的 CDP-Star 化学发光碱性磷酸酶底物，用于在尼龙膜上进行蛋白或核酸印迹分析。以 0.25 mM 即用型水溶液形式提供，用于基于膜的印迹应用。CDP-Star 在中性电荷和带正电荷的尼龙上均可使用，增加了试剂应用的多功能性。该碱性磷酸酶的 CDP Star 化学发光底物让您以出色的灵敏度、速度和易用性检测碱性磷酸酶和碱性磷酸酶标记分子。这种多功能的化学发光底物在基于膜的应用（例如 Southern、Northern 和 Western 印迹）中显示出高灵敏度。本产品不可用于硝酸纤维素膜。

目录号 Art: CDNL-0100

包装规格 Package size: 100mL

保质期 Shelf life: 1.5 years

储 存 Storage: 2-8°C 避光

应 用 Application: Southern Blotting \ Northern Blotting \ Western Blotting

产品特点 Product features:

- 化学发光底物为广泛使用的荧光底物甲基伞形酮磷酸酯 (MUP) 和比色底物对硝基苯磷酸盐 (pNPP) 提供了高度灵敏的替代物。
- 低背景发光与高强度光输出相结合，能够以较高的灵敏度和信噪比检测碱性磷酸酶标记。